




PMU МАШИНИ & АКЕСОАРИ КАРТРИДЖ МОДУЛИ


За разработването на различните картридж модули ние използваме само най-новите технологии, висококачествени материали и нашия дългогодишен опит. Ние знаем, че всеки PMU стилист развива свой собствен стил с течение на времето. Ето защо широката гама от различни


картридж модули е предимство. Тяхната основа е от одобрена медицинска пластмаса, иглите са изработени от неръждаема стомана. За да гарантираме перфектно качество, производството на нашите патрони се поддържа под постоянен и независим контрол.


 1 – NANO NT
Фини контури на устните, фини косъмчета; игла: твърда, негъвкава, без вибрации, добра за начинаещи.
Ø 0.25 mm


 1 – NANO (1)
Фини косъмчета, фин контур на устните, ареола, фини светлосенки; игла: гъвкава, много остра.
Ø 0.20 mm


 1 – NANO (2)
Премахване на PMU, фини косъмчета, фино контуриране на устни, ареола, фини техники за светлосенки (пиксели); игла: средно гъвкава.
Ø 0.25 mm


 1 – MICRO
Прецизно очертаване на контура на устните, техники за рисуване на косъмчета и светлосенки, пигментация на скалп; игла: твърда.
Ø 0.4 mm


 1 – LINER
Интензивни, широки линии на клепачите, техники за светлосенки на вежди, интензивно контуриране на устни, пигментация на скалпа.
Ø 0.4 mm


 3 – MICRO
Премахване на PMU, очна линия, пигментация между миглите, светлосенки на вежди и устни контуриране на устни, ареола, белези.
Ø 0.18 mm


 3 – OUTLINE
Премахване на PMU, очна линия, пигментация между миглите, светлосенки на вежди (Pixel/Powder техника), контуриране на устни, светлосенки на устни.
Ø 0.25 mm


 3 – LINER
Техники за светлосенки на вежди, светлосенки на устни, контур на устните.
Ø 0.3 mm

 3 – POWER
Интензивни техники за светлосенки: устни, ареола, очна линия, пигментация между миглите
Ø 0.3 mm


 3 – SLOPE
Фини косъмчета, техники за светлосенки на вежди, очна линия, между миглите, контур на устни, светлосенки на устни, ареола.
Ø 0.4 mm


 3 – NANO SLOPE
За фини косъмчета, леки стандартни техники за светлосенки на: вежди, сенки за очи, запълване на устни, ареола.
Ø 0.25 mm


 3 – NANO SPREAD
Пикселна и пудрена техники на: вежди, очна линия, устни, ареола; отстраняване на малки белези; игли: гъвкави.
Ø 0.25 mm


 4 – FLAT
Дерманидлинг на стрии, удебеляване на косъмчета; техники за светлосенки; леки светлосенки, пигментация на скалпа, устни.
Ø 0.35 mm


G Genius картридж модули
C Classic картридж модули
S Symphony картридж модули
T TOP hygiene cartridges


 5 – ROUND
Техники за светлосенки: устни, вежди, ареола, отстраняване на PMU.
Ø 0.3 mm


 5 – SHADER
Отстраняване на PMU; Пикселна техника, вежди, устни.
Ø 0.3 mm


 5 – POWER
Пикселна/пудрена техника, ареола, устни, дерманидлинг.
Ø 0.3 mm


 5 – MAGNUM
Техники за светлосенки: ареола, устни, дерманидлинг на белези
Ø 0.3 mm


 5 – SLOPE
Техники за светлосенки: ареола, устни, вежди.
Ø 0.4 mm


 5 – NANO SLOPE
Дигитален блейдинг за фини косъмчета. Техники за светлосенки на вежди, очна линия, устни и ареола.
Ø 0.25 mm


 5 – NANO SPREAD
Вежди, очна линия, устни, ареола, дерманидлинг, белези от всякакъв вид, големи зони; игли: гъвкави.
Ø 0.25 mm


 7 – POWER
Техники за цялостно запълване: ареола, устни, дерманидлинг.
Ø 0.3 mm

 7 – ROUND
Премахване на PMU, техники за цялостно запълване: ареола, устни, дерманидлинг. Белези от всякакъв вид, големи участъци.
Ø 0.3 mm

 7 – NANO ROUND
Техники за светлосенки: ареола, устни; дерманидлинг; игли: гъвкави.
Ø 0.25 mm

 9 – MAGNUM
Техники за светлосенки: ареола, устни; дерманидлинг, белези от всякакъв вид на големи участъци.
Ø 0.3 mm




 DERMA (6)
Дерманидлинг за белези, бръчки; иглите са фиксирани към подвижната глава на модула.
Ø 0.3 mm




 DERMA (18)
Дерманидлинг на бръчки, пигментни петна, деколте, шия; иглите са фиксирани към подвижната глава на модула.
Ø 0.3 mm



PMU МАШИНИ & АКЕСОАРИ








КАРТРИДЖ МОДУЛИ

- G** Genius картриджи
- C** Classic картриджи
- S** Symphony картриджи
- T** TOP картриджи

-  Устни
-  Очна линия
-  Вежди

-  Корекция
-  Ареола
-  Камуфлаж

-  Пигментация на скалп
-  Дерманидъллинг

| | РАЗМЕР | ПОДХОДЯЩ НАКРАЙНИК | | | | ПОДХОДЯЩИ ПРОЦЕДУРИ | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S/M/L | G | C | S | T |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 – NANO NT | S | • | • | | | • | | • | | | | | |
| 1 – NANO (1) | S | • | • | • | • | • | | • | | • | | | |
| 1 – NANO (2) | S | | • | • | | • | | • | • | • | | | |
| 1 – MICRO | L | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | |
| 1 – LINER | M | • | • | • | • | • | • | • | | | | • | |
| 3 – MICRO | S | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 3 – OUTLINE | M | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | |
| 3 – LINER | M | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 3 – POWER | L | | • | | • | • | • | | | • | | | |
| 3 – SLOPE | M | | • | • | • | • | • | • | | • | | | |
| 3 – NANO SLOPE | M | • | • | | | • | • | • | | • | | | |
| 3 – NANO SPREAD | S | • | | | | • | • | • | | • | | | • |
| 4 – FLAT | M | | • | • | | • | | | | | | • | • |
| 5 – ROUND | M | | • | | | • | | • | • | • | | | |
| 5 – SHADER | M | • | • | • | • | • | | • | • | | | | |
| 5 – POWER | L | | • | | | • | | | | | • | | • |
| 5 – MAGNUM | M | | • | • | | • | | | | • | • | | • |
| 5 – SLOPE | M | | • | • | | • | | • | | • | | | |
| 5 – NANO SLOPE | S | • | • | | | • | • | • | | • | | | |
| 5 – NANO SPREAD | S | • | | | | • | | • | | • | • | | • |
| 7 – POWER | L | | • | | | • | | | | • | | | • |
| 7 – ROUND | M | | • | • | | | | • | | • | • | | • |
| 7 – NANO ROUND | S | • | | | | • | | | | • | • | • | • |
| 9 – MAGNUM | M | | • | • | | | | | | • | • | • | • |
| DERMA (6) | M | | • | | | | | | | | • | • | • |
| DERMA (18) | M | | • | • | • | | | | | | | | • |

S Къс връх на игата: бърз пигментен поток, запълване: 80 оборота в минута, контуриране: 90 оборота в минута, скорост на ръката: бърза до средна

M Средно заоблен връх на иглата: нежно поток на пигмента, запълване: 70 оборота в минута, контуриране: 90 оборота, скорост на ръката: средна

L Дълъг връх на иглата: бавен поток на пигмента, макс. 90 оборота в минута, скорост на ръката: плавна, бавна